## Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

#### SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

# Implementazione di un'interfaccia utente per il controllo di una fotocamera intensificata in ambiente LabVIEW

**CANDIDATA** 

Elisabetta Corain

RELATORE

Chiar.mo Prof. Gabriele Neretti

CORRELATORE

Dott. Matteo Taglioli

Sessione III Anno Accademico 2015/2016



## Introduzione

Nell'ambito dello studio dei plasmi stimolati con scariche elettriche (?) si rivela necessario catturare gli spettri generati da suddette interazioni per studiarne i risultati. Per effettuare tali misurazioni sono necessari due strumenti: un monocromatore che manipoli e rifletta la fonte di luce in input e una fotocamera intensificata che catturi l'immagine dello spettro.

Risulta quindi necessaria un'interfaccia utente in grado di controllare simultaneamente i due strumenti in modo da facilitare il percorso di acquisizione e manipolazione degli spettri. Lo scopo della tesi è implementare l'interfaccia richiesta attraverso il linguaggio di programmazione grafica LabVIEW, con l'ausilio delle API dei due strumenti.

È presente un progetto preesistente che realizza l'interfaccia di controllo del monocromatore e di una fotocamera non intensificata. A partire da questo progetto se ne è realizzato uno nuovo che riutilizza alcune parti del precedente, considerando lo stesso monocromatore e una nuova fotocamera intensificata.

A partire quindi dal programma esistente si è effettuato uno studio dello stesso per poterlo così adattare alla nuova fotocamera. Dopo un primo tentativo di riutilizzo e refactoring si è preferito realizzare un programma ex novo, modificando anche alcuni elementi dell'interfaccia grafica. Chiaramente si sono mantenuti alcuni elementi, in particolare quelli legati al monocromatore, dal momento che lo strumento è rimasto lo stesso così come le librerie ad esso associate.

# Indice

In	trod	uzione		i
1	Doo	cumen	to dei requisiti	1
	1.1	Scopo		1
	1.2	Descri	izione generale	1
		1.2.1	Funzioni del prodotto	2
		1.2.2	Caratteristiche utente	2
	1.3	Requi	siti specifici	2
		1.3.1	Requisiti dell'interfaccia utente	2
		1.3.2	Linguaggio di programmazione	4
2	Ana	alisi de	el progetto preesistente	5
	2.1	Breve	descrizione degli strumenti coinvolti	5
		2.1.1	Monocromatore	5
		2.1.2	Fotocamera	6
	2.2	Princi	pali funzioni	6
		2.2.1	Monocromatore	7
		2.2.2	Fotocamera	7
		2.2.3	Altre opzioni	7
	2.3	Codic	e del progetto preesistente	8
		2.3.1	Front Panel	8
		2.3.2	Block Diagram	9
	2.4	Consi	derazioni sul progetto a livello di programmazione	13

3	Fase	e prelii	minare alla realizzazione del progetto	15		
	3.1	Fotoca	amera	15		
		3.1.1	Breve descrizione dello strumento	15		
		3.1.2	Descrizione dell'esempio fornito	16		
	3.2	Mono	cromatore	17		
		3.2.1	Front Panel	18		
		3.2.2	Block Diagram	19		
4	4 Realizzazione del progetto					
	4.1	Appro	occio iniziale	21		
	4.2	Strutt	ura del progetto	21		
	4.3	Front	Panel	22		
	4.4	Block	Diagram	23		
		4.4.1	Descrizione subVI	25		
5	Con	clusio	ni	27		
Bi	bliog	grafia		29		

# Elenco delle figure

# Capitolo 1

# Documento dei requisiti

Si descrive nelle seguenti sezioni la specifica dei requisiti del sistema software che si intende sviluppare.

## 1.1 Scopo

Come accennato nell'introduzione si rende necessaria la realizzazione di una nuova interfaccia che possa controllare simultaneamente il monocromatore HR640 e la fotocamera intensificata 4Picos. Il precedente programma aveva la capacità di controllare lo stesso monocromatore ma una diversa fotocamera, SensiCam (version 3.0).

## 1.2 Descrizione generale

L'utente, attraverso il programma da progettare, deve poter controllare sia il monocromatore che la fotocamera intensificata. È importante che questi due strumenti possano essere controllati simultaneamente poiché le loro funzioni sono strettamente legate: il monocromatore genera un determinato spettro attraverso la sua struttura interna e la fotocamera deve poter catturare tale spettro il più precisamente possibile.

#### 1.2.1 Funzioni del prodotto

Attraverso il programma deve essere possibile inizializzare le principali caratteristiche del monocromatore in base alle esigenze dell'utente: grating, lunghezza d'onda e slit (fessura?) di entrata. Deve anche essere possibile settare e modificare le impostazioni della fotocamera, compatibilmente con le funzioni messe a disposizione tramite le API della stessa.

#### 1.2.2 Caratteristiche utente

Il progetto da realizzare viene utilizzato da professori e dottorandi nell'ambito di ricerca ???. È necessario trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dell'utente e i vincoli di programmazione.

## 1.3 Requisiti specifici

### 1.3.1 Requisiti dell'interfaccia utente

L'interfaccia deve risultare il più intuitiva possibile, per questo si deve cercare di mantenere un minimo di omogeneità con il programma passato. Devono infatti coesistere nella stessa finestra sia i controlli per il monocromatore che quelli per la fotocamera.

Vediamo quali sono i requisiti specifici per i due strumenti.

Monocromatore Per quanto riguarda la parte di interfaccia che permette di impostare correttamente il monocromatore è necessario poter modificare il grating (1200 o 2400) e la calibrazione di correzione relativa. Si deve anche poter modificare la slit di entrata e la lunghezza d'onda;

Fotocamera La parte di interfaccia che concerne la fotocamera intensificata deve contenere i seguenti parametri:

• MCP Gain Voltage: guadagno di tensione in volt tra 600 e 950

• Exposure Time: tempo di esposizione, deve essere maggiore di zero e si deve poter specificare l'unità di misura

- Delay: ritardo in secondi dell'acquisizione dell'immagine
- Frames to accumulate: numero di immagini da acquisire
- Trigger Source: -Trig per far scattare l'otturatore esternamente attraverso l'input di trigger negativo collegato elettricamente ad un segnale, Fsync per far scattare l'otturatore internamente dal segnale Fsync
- Gate Control: interno, l'input di controllo dell'otturatore è connesso internamente all'output IntGtP che può essere usato per scopi di controllo o trigger, o esterno, l'input di controllo dell'otturatore è collegato al connettore in input di ExtGtP
- Start Option: Cold Start, non ci sono parametri pregressi da utilizzare, Warm Start, dopo il riavvio della fotocamera si chiede all'utente se si devono caricare i parametri usati precedentemente, Auto Warm Start, dopo il riavvio della fotocamera vengono caricati i parametri usati in precedenza senza la conferma da parte dell'utente
- Detector: per specificare l'area attiva del chip CCD, frame intero, binning 2x2 oppure ROI (Region of Interest, solo 1/3 dell'area complessiva)
- Digitalizer Mode: acquisizione dell'immagine con una precisione di 8 o 14 bit per pixel
- CCD Gain: automatico oppure settabile manualmente (in dB)
- Trigger Mode: trigger diretto (ad ogni segnale di trigger farà scattare l'otturatore) oppure singolo (in questo caso deve essere possibile inserire il numero di trigger per frame)
- Modalità di acquisizione dell'immagine: Single Exposure per catturare una sola immagine, Live Mode per acquisire immagini in modo continuo;

Devono anche essere presenti dei comandi per il post-processing e l'analisi delle immagini acquisite. Come nel progetto preesistente è necessario visualizzare lo spettro in un grafico che abbia nell'asse orizzontale il range di lunghezza d'onda osservato e nell'asse verticale (cosa?). Inoltre deve essere possibile sottrarre un background acquisito in precedenza ed effettuare altri calcoli sullo spettro. Alla fine delle operazioni qualora ce ne sia la possibilità, si deve poter salvare i dati in un file di testo che tenga traccia dei valori calcolati per visualizzare lo spettro.

#### 1.3.2 Linguaggio di programmazione

Il linguaggio di programmazione da utilizzare per realizzare il progetto richiesto è LabVIEW.

LabVIEW è un linguaggio di programmazione grafica (G - Graphical Programming Language) che utilizza un modello a flusso di dati invece di linee sequenziali di codice testuale, permettendo di scrivere codice funzionale utilizzando un layout grafico che assomiglia a un diagramma di flusso.

L'ambiente di programmazione LabVIEW presenta due principali finestre di lavoro: front panel e block diagram.

Front Panel Finestra in cui si visualizza e si modifica l'interfaccia utente. Sono disponibili diversi stili e comandi per l'interazione con l'utente.

Block Diagram Finestra in cui si compone il codice a blocchi, controlli, indicatori, subVI e moltre alte componenti. Da tale finestra è possibile effettuare il debug del codice e controllare il contenuto delle variabili.

Le strutture principali utilizzate nel codice sono cicli, while e for, e case structure, che funzionano come if o switch. Per mantenere il valore delle variabili e condividerle con altre strutture si usano fili che le interconnettono. Elementi fondamentali nel linguaggio di programmazione grafica sono controlli e indicatori: i controlli permettono all'utente di inserire o modificare i dati, mentre gli indicatori consentono di visualizzare lo stato delle variabili.

# Capitolo 2

# Analisi del progetto preesistente

## 2.1 Breve descrizione degli strumenti coinvolti

Si illustrano di seguito alcune principali caratteristiche degli strumenti coinvolti nel progetto già esistente.

#### 2.1.1 Monocromatore

Un monocromatore è un dispositivo che scompone un singolo fascio di luce policromatica in più fasci di luce monocromatica (che contiene cioè onde di una sola frequenza), permettendo così di analizzare l'intensità in funzione della lunghezza d'onda.

Nello strumento la luce policromatica entra da una fessura; tramite un sistema ottico viene inviata su un reticolo di diffrazione o ad un prisma che scompone il fascio. Una seconda fenditura raccoglie poi il fascio di una determinata lunghezza d'onda.

In questo progetto si considera un monocromatore Jobin-Yvon HR460. La

luce che entra dalla fessura viene rifratta (?) due volte attraverso due lenti tra cui è interposta una griglia che scompone il fascio di luce.

#### 2.1.2 Fotocamera

6

Una fotocamera intensificata è una fotocamera che al posto della pellicola fotosensibile utilizza un sensore (CCD) in grado di catturare l'immagine e trasformarla in un segnale elettrico di tipo analogico. Gli impulsi elettrici vengono convertiti in digitale da un convertitore analogico/digitale in un chip di elaborazione esterno al sensore. Viene quindi generato un flusso di dati digitali atti ad essere immagazzinati in vari formati su supporto di memoria. Il CCD (Charged-Coupled Device) è un dispositivo attraverso il quale si ottiene un segnale elettrico in uscita, in seguito a una sequenza temporizzata di impulsi, grazie al quale è possibile ricostruire la matrice di pixel che compongono l'immagine proiettata sulla superficie del CCD stesso. Questa informazione può essere usata come segnale analogico, e quindi essere usata per riprodurre l'immagine su un monitor, oppure può essere convertita in formato digitale.

## 2.2 Principali funzioni

Il progetto preesistente ha le stesse funzioni del nuovo programma richieste, con alcune eccezioni per quanto riguarda la fotocamera. Quella utilizzata precedentemente presentava alcune funzioni che la nuova fotocamera non mette a disposizione. Ad ogni modo si descriverà il progetto cercando di evidenziare le funzionalità che necessitano di essere abbandonate a causa della diversità dei due strumenti.

L'interfaccia non presenta alcuna divisione tra i controlli dei due strumenti e si possono quindi controllare simultaneamente senza alcuna distinzione. È chiaro che lo strumento che ha priorità in fase di inizializzazione è il monocromatore, in quanto composto da elementi fisici che devono essere riportati con movimenti meccanici ad una posizione di dafault; solo una volta che le

lenti e la griglia all'interno dello strumento si trovano nella posizione iniziale è possibile cominciare ad utilizzare il programma.

#### 2.2.1 Monocromatore

I comandi presenti per controllare il monocromatore sono gli stessi richiesti nel nuovo progetto: selezione del grating (e rispettive calibrazioni per correggere eventuali errori), impostazione della lunghezza d'onda e slit di entrata. Sono inoltre presenti dei led che mostrano eventuali errori: un errore generico in fase di inizializzazione, lunghezza d'onda inserita errata e superamento dei limiti dei valori consentiti.

#### 2.2.2 Fotocamera

Per quanto riguarda la fotocamera si distingue fra acquisizione singola o continua ed è possibile inserire tempo di esposizione e ritardo di acquisizione dell'immagine. Si può inoltre scegliere un valore specifico di binning, fino a 1/16 per il binning verticale e fino a 1/8 per il binning orizzontale. Viene anche segnalato un'eventuale caso di saturazione con un calcolo successivo alla foto.

### 2.2.3 Altre opzioni

E possibile effettuare delle operazioni non collegate direttamente ai due strumenti. Oltre a visualizzare l'immagine così come è stata presa, è anche possibile visualizzare lo spettro corrispondente in seguito a determinati calcoli. Su tale spettro si possono richiedere alcune informazioni quali l'integrale su un certo intervallo della lunghezza d'onda, il numero di picchi rilevati al di sopra di una certa soglia; viene inoltre mostrato, senza bisogno di chiederlo, il valore del picco più alto alla lunghezza d'onda corrispondente e la FWHM (Full Width at Half Maximum), che corrisponde alla differenza fra i valori assunti dalla variabile indipendente lunghezza d'onda quando la variabile dipendente y (?) è pari a metà del suo valore massimo. È disponibile

un comando per l'acquisizione del background (legato però alla fotocamera): infatti nel caso in cui lo spettro venga generato in un ambiente (visivamente) "rumoroso" si può successivamente utilizzare il suddetto dato per sottrarlo a immagini successive, in modo da renderle il più chiare possibile.

## 2.3 Codice del progetto preesistente

Si analizza nella seguenti sezioni il codice del progetto preesistente, al fine di giustificare la scelta di progettazione fatta successivamente. La descrizione del codice si articola fra analisi del front panel e del block diagram, che sono i due ambienti di programmazione principale del linguaggio LabVIEW.

#### 2.3.1 Front Panel

——- inserire foto front panel ——- Il front panel è diviso in blocchi ideali che non dividono veramente il codice ma danno all'utente tale impressione.

In alto si trova una tab control che mostra, a seconda della selezione, l'immagine acquisita oppure lo spettro; per visualizzare lo spettro dopo aver l'immagine e viceversa è necessario riacquisire i dati. Nella sezione dedicata allo spettro sono presenti tre indicatori che mostrano il valore del picco massimo alla lunghezza d'onda corrispondente e il valore della FWHM in mm. La prima fascia di pannelli è composta da tre parti. La prima contiene un bottone booleano con cui si richiede il numero di picchi oltre una certa soglia, i cui valori vengono visualizzati in indicatori di array. La seconda permette di inserire gli estremi di un intervallo di lunghezza d'onda e di richiederne, attraverso un bottone booleano, l'integrale. La terza parte non è delimitata da un vero e proprio pannello ma contiene due indicatori di versione (main e boot) del monocromatore, un indicatore della acquisizioni fino a quel momento e il bottone booleano di uscita.

La seconda fascia è divisa in due parti. La prima, dedicata alla fotocamera, contiene un bottone booleano per acquisizione singola e uno per quella

continua, due controlli e rispettivi indicatori per ritardo ed esposizione, due quadranti per impostare il binning verticale e orizzontale, un led di indicazione di un'eventuale saturazione e un controllo per inserire il numero di pixel su cui fare la media per generare lo spettro. La seconda parte contiene invece controlli e indicatori per il monocromatore: bottone booleano per il grating (1200 o 2400) e rispettivi controlli per inserire la calibrazione in entrambi i casi, un controllo per inserire la lunghezza d'onda e uno per la slit di entrata, due indicatori per mostrarne i valori reali, e tre led che indicano se il monocromatore è stato correttamente inizializzato o se sono presenti errori generici, lunghezza d'onda non valida e superamento dei limiti consentiti. La terza fascia è divisa in quattro parti. Nella prima c'è la possibilità di salvare i dati con un file path predefinito (calcolato secondo le impostazioni del programma) oppure da inserire manualmente. Nella seconda parte è possibile selezionare il modo di acquisizione della foto, via software (impostazione di dafault), trigger esterno al fronte di salita o trigger esterno al fronte di discesa; con un bottone booleano si modifica la modalità e un led indica se il programma è in attesa di un trigger. La quarte parte indica la temperatura del CCD e della board (?) della camera.

#### 2.3.2 Block Diagram

#### Primo blocco

Questo blocco è dedicato principalmente all'inizializzazione del monocromatore. È presente un'ulteriore flat sequence di 3 blocchi. Nel primo viene invocato il subVI StartUp.vi che inizializza il monocromatore e riporta i componenti interni alle posizioni di default. Questo subVI restituisce in uscita

una lista di errori e le informazioni riguardo il numero di versione del monocromatore. Nel secondo blocco è presente un timer che mette in pausa il programma per 1 secondo e nel terzo blocco il led di inizializzazione viene commutato a vero per indicare l'avvenuta inizializzazione dello strumento. Oltre al subVI del monocromatore ne vengono chiamati altri due che riguardano la fotocamera: SCSetBoard.vi e SCSetMode.vi servono per inizializzare la scheda della fotocamera e danno in uscita un cluster che contiene eventuali errori.

Al di fuori di questa flat sequence è presente del codice per caricare un file che contiene dati utilizzati successivamente per compiere alcuni calcoli.

#### Secondo blocco

Questo blocco è composto da un ciclo con al suo interno un'altra flat sequence. Il ciclo while è necessario per rendere il programma sensibile in qualsiasi momento al cambiamento di qualche impostazione (switch di un bottone booleano o del valore di un controllo); viene bloccato solo quando viene invocato lo stop, con l'apposito bottone. La flat sequence all'interno del ciclo è divisa in cinque blocchi che si descrivono qui di seguito.

• Primo blocco. Contiene un ulteriore ciclo while. All'interno di questo ciclo troviamo alcune case structure che vengono eseguite solo nel caso in cui il controllo a cui sono associate assume un certo valore. La case structure associata al bottone booleano Save permette di salvare i dati qualora questo venga premuto; il nome con cui viene salvato il file viene costruito dalla funzione di concatenazione di stringhe che ha in ingresso le impostazioni caratteristiche del programma nel momento in cui si decide di salvare. La case structure associata al bottone booleano Waveform Integral calcola, se richiesto, l'integrale della lunghezza d'onda su un intervallo specificato. È presente una case structure associata a un'ulteriore bottone booleano di Save che però al suo interno manca della funzione di concatenazione, il path del file viene infatti inserito manualmente dall'utente in un apposito controllo. Nella case structure

associata al controllo booleano Load Coeff è presente una funzione per caricare un file con certi valori che possono essere usati successivamente nel programma. La case structure associata al controllo Peak Detector calcola, attraverso il subVI Waveform Peak Detection.vi il numero di picchi sopra una certa soglia con relativa lunghezza d'onda. Un'altra case structure associata al controllo booleano Grating discrimina in base al valore del grating il valore da dare in ingresso al monocromatore. È presente infatti un'altra flat sequence divisa in quattro blocchi: nel primo viene invocato il subVI Port & Grating.vi per impostare il grating e il tipo di input del monocromatore, nel secondo attraverso il subVI Spectral GOTO.vi si richiede al monocromatore di portare i componenti interni alle posizioni inserite dell'utente, nel terzo con il subVI Slits.vi si imposta la slit di entrata, nel quarto il subVI Spectral Position.vi restituisce la lunghezza d'onda effettiva a cui si trova il monocromatore.

- Secondo blocco. Completamente dedicato alla fotocamera. Dapprima vengono invocati i subVI SCStopCoC.vi e SCGetStatus.vi che restituiscono le informazioni di temperatura e di due componenti della fotocamera. In seguito alla costruzione di un cluster contente le impostazioni della fotocamera vengono invocati i subVI New Delay and exposure formatter.vi per la formattazione del ritardo e del tempo di esposizione e SCSetNewCoC.vi per inviare le impostazioni alla fotocamera. L'ultimo subVI chiamato è SCRun.vi che, come suggerisce il nome stesso, fa partire la fotocamera.
- Terzo blocco. Anche questo riguarda solo la fotocamera e contiene tre subVI. Il primo SCGetImageStatus.vi è wrappato all'interno di un ciclo while ed è il subVI che permette l'acquisizione vera e proprio dell'immagine. I dati acquisiti con questo subVI vengono poi passati al subVI successivo, SCGetImageSize.vi, che restituisce le dimensioni in pixel dell'immagine. I dati che escono da questo subVI sono date

in ingresso al successivo, SCGet12BitImage, che restituisce l'immagine. Infine attraverso una case structure viene commutato il valore del led Saturation in base al valore dei pixel risultati dall'ultimo subVI.

- Quarto blocco. Contiene una case structure associata al bottone booleano *Grating* che calcola i valori da inserire nel grafico che mostra lo spettro. Tali calcoli vengono effettuati a partire dalla dimensione della foto (che varia se è stato utilizzato un particolare binning) e dal valore di ogni pixel; per prima cosa vengono calcolati i valori delle lunghezze d'onda da visualizzare sull'asse orizzontale del grafico, in modo speculare rispetto al centro dell'immagine, e in seguito viene calcolata una media di un certo numero di pixel (dati dal controllo *Pixel to Average*) per i valori da visualizzare nell'asse verticale del grafico. Mancano le formule da inserire In questa case structure ne è contenuta anche una associata al bottone booleano *Subtract Dark* per eliminare un eventuale background acquisito in precedenza.
- Quinto blocco. Consente al programma di visualizzare l'immagine o lo spettro, in base alla scelta dell'utente. In questo punto del programma vengono anche effettuati i calcoli dei valori FWHM, Max Peak e WL.

#### Terzo blocco

Questo blocco contiene solamente il subVI SCSetMode.vi che termina il funzionamento della fotocamera attraverso il valore adatto di un enumerativo. Anche se quest'ultimo passaggio potrebbe sembrare inutile è sempre bene ricordare che tutti i programmi che vengono eseguiti impiegano un certo numero di risorse: utilizzare le giuste funzioni o i giusti subVI di chiusura anche per gli strumenti coinvolti permette di liberare le risorse impegnate senza scansando il rischio di un uso ridondante della memoria.

# 2.4 Considerazioni sul progetto a livello di programmazione

L'analisi del codice già esistente si è resa necessaria in quanto uno dei due strumenti, in particolare il monocromatore, non è stato sostituito. Ad una prima lettura superficiale il codice risulta funzionante. Tuttavia in seguito alla partecipazione ad un corso base del linguaggio grafico LabVIEW (LabVIEW Core 1 e LabVIEW Core 2) sono emersi alcuni difetti del codice.

Per prima cosa è evidente che il codice nel block diagram appare molto caotico e difficile tra decifrare; è servito infatti uno studio piuttosto lungo per comprendere la logica con cui è stato creato. Mancando di commenti e nomi chiari si rivela difficile intuire lo scopo di strutture, variabili e formule inserite. Un altro difetto, che si potrebbe considerare un vero e proprio errore di programmazione, è la mancata considerazione dell'andamento del flusso dei dati e l'uso massiccio di flat sequence: infatti è assolutamente sconsigliato utilizzare flat sequence in quanto forzano il flusso dei dati rischiando di creare errori altrimenti evitabili. È sempre un buon criterio di programmazione cercare di organizzare il codice in modo da sfruttare il normale flusso dei dati e manipolarlo allo scopo di ottenere la logica desiderata.

Si nota anche la totale assenza di subVI che aiutano a rendere il codice flessibile e decisamente più leggibile. Facendo un confronto con qualsiasi altro linguaggio di programmazione che utilizza linee di codice scritto, un programma diviso in più file in base a determinati criteri risulta molto più ordinato, organico e leggile di un programma scritto in unico file, lungo magari migliaia di righe, in cui si fatica a comprenderne la logica e lo scopo delle variabili. Lo stesso concetto vale per VI e subVI nel linguaggio di programmazione grafico LabVIEW.

# Capitolo 3

# Fase preliminare alla realizzazione del progetto

Prima della realizzazione del progetto per controllare entrambi gli strumenti, si è optato per la scrittura di due progetti separati. In questo modo è stato possibile verificare la versione del codice più efficacie per ogni strumento, così da poter unire in seguito le due logiche, evitando conflitti.

#### 3.1 Fotocamera

Per entrare in confidenza con il linguaggio di programmazione grafico LabVIEW e con lo strumento, si è reso necessario partire da un esempio fornito con le API LabVIEW legate alla nuova fotocamera intensificata.

#### 3.1.1 Breve descrizione dello strumento

La fotocamera intensificata per cui si deve scrivere il programma che la controlli è la 4 Picos con CCD intensificato di Stanford Computer Optics, Inc.

#### 3.1.2 Descrizione dell'esempio fornito

L'esempio fornito è molto semplice e non contiene tutte le opzioni disponibili per la fotocamera. Analizziamo come fatto in precedenza i due componenti principali del programma: front panel e block diagram.

#### Front Panel

Immagine front panel esempio Nel front panel possiamo vedere due controlli che è obbligatorio definire prima della partenza del VI, e sono il tipo di connessione Connection Type e la porta seriale Serial Port nel caso in cui il tipo di connessione sia Analog. È infatti permesso scegliere fra tre tipi di connessione allo strumento: USB (che è la connessione usata nel nostro caso), CameraLink o Analog. A fianco di questi due controlli troviamo due bottoni booleani per acquisire immagini in un singolo frame oppure in modo continuo. È poi possibile inserire il tempo di esposizione Exposure Time, il numero di frame da catturare Frames to accumulate, e modificare il valore Max. displayed value del fondo scala. Un indicatore di immagine rende possibile la visualizzazione dell'immagine e un bottone booleano permette di salvare l'immagine. Infine troviamo un controllo per terminare il programma.

#### **Block Diagram**

Immagine block diagram esempio Si può considerare il bock diagram idealmente diviso in tre parti che eseguono in senquenza: una parte iniziale di inizializzazione, una intermedia di funzionamento del programma, e una finale di chiusura graceful dell'applicazione.

Il primo subVI invocato è ConnectCamera.vi e deve essere invocato prima che la fotocamera sia utilizzata, imposta la connessione della fotocamera dipendentemente dall'input immesso dall'utente; restituisce in uscita un cluster contenente tutte le informazioni che riguardano le impostazioni della fotocamera. Tale cluster di dati, insieme al cluster di errore, entra in una flat sequence che recupera le impostazioni memorizzate da un uso antecedente

dello strumento e le mostra nel controlli appositi nel front panel; viene anche impostato il bottone booleano *Live Mode* a false.

In seguito alla flat sequence troviamo un ciclo while con lo scopo di individuare il cambiamento dei bottoni e dei controlli. All'interno di questo ciclo sono presenti due case structure: la prima associata al bottone Save Image... che permette di salvare l'immagine, la seconda associata all'or fra il valore dei due bottoni Single Exposure e Live Mode. Viene eseguito quindi il codice all'interno di quest'ultima case structure qualora o un bottone o l'altro esclusivamente (grazie ad un'altra case structure interna) abbiamo il valore true. Una volta dentro la case structure viene eseguito un ciclo while all'interno del quale vengono invocate alcune API LabVIEW della fotocamera: dapprima SetExposureTime.vi con la quale si setta il tempo di esposizione, poi GetExposure.vi che restituisce la matrice di pixel corrispondente alla foto. Attraverso alcuni calcoli che tengono in considerazione anche il valore di fondo scala inserito viene generata l'immagine da visualizzare del controllo destinato. Il ciclo while interno si arresta se viene presa una singola immagine, oppure se non si è selezionata la modalità Live Mode, o se si è premuto il bottone Exit per uscire dal ciclo o quello di salvataggio dell'immagino, o ancora se si è verificato qualche errore. Il ciclo esterno si arresta invece se si è verificato qualche errore o se si è invocato il bottone Exit per fermarlo. All'esterno di tale ciclo viene eseguito l'ultimo frammento di codice: in una flat sequence vengono resettati i bottoni di Exit e Live Mode, impostandoli a false, e infine viene invocato l'ultimo subVI relativo alla fotocamera, ExitCamera.vi, che ha il compito di rilasciare le risorse impegnate dal programma e arrestare la fotocamera nel modo corretto.

## 3.2 Monocromatore

Ad un primo tentativo di refactoring del progetto preesistente il codice relativo al controllo del monocromatore si è rivelato troppo caotico e sparso. Per questo si è realizzato un nuovo programma, prendendo ovviamente spunto dal precedente, dedicato solo al monocromatore, che rispettasse il corretto flusso dei dati e non facesse uso di flat sequence. Si descrivono di seguito front panel e block diagram di tale programma.

#### 3.2.1 Front Panel

Gli elementi presenti nel front panel sono gli stessi dedicati al monocromatore nel precedente progetto, li rivedremo comunque brevemente. I controlli presenti sono:

- Grating per distinguere il tipo ti grating (1200 o 2400)
- Set Entrance Slit per impostare la slit di entrata
- Set Wave Length per inserire la lunghezza d'onda desiderata

#### Mentre gli indicatori sono:

- *Init* led che segnala se il monocromatore è stato inizializzato correttamente
- Error led che segnala la presenza di eventuali errori in fase di inizializzazione
- Boot/Main Version informazioni sulla versione del programma in uso
- Actual WL lunghezza d'onda effettiva inserita
- Slit Width slit di entrata inserita
- Settings Error led che segnala un eventuale errore generico nel settaggio delle impostazioni del monocromatore
- Limits Hit led che segnala l'inserimento di una lunghezza d'onda troppo alta
- Invalid Wavelength led che segnala l'inserimento di una lunghezza d'onda non valida

#### 3.2.2 Block Diagram

Per la realizzazione del block diagram si è chiaramente preso spunto da quello già esistente, ma si è impiegato un consistente refactoring in particolare per eliminare le flat sequence.

Il primo subVI ad essere invocato è *Start Up.vi* che porta i componenti interni del monocromatore nella posizione di default e restituisce il numero di versione del programma. Tale subVI restituisce anche un array di errori: esso viene ordinato in ordine crescente e ne viene estratto l'elemento in cima, se vi è un errore allora non è possibile continuare con il programma, in caso contrario si può procedere. Si entra quindi (in assenza di errori) nella case structure che permette di impostare come si desidera il monocromatore. I subVI che vengono invocati, in sequenza, sono: *Port & Grating.vi* per specificare il grating, *Spectral GOTO.vi* per portare gli elementi interni alla lunghezza d'onda inserita dall'utente, *Slits.vi* per inserire la slit di entrata e *Spectral Position.vi* per completare gli indicatori corrispondenti. Chiaramente ognuno di questi subVI è inserito all'interno di una case structure e verrano eseguiti solo qualora il subVI precedente non abbia restituito in uscita errori. In questo modo si eliminano completamente le flat sequence e si sfrutta l'andamento del flusso dei dati.

# Capitolo 4

# Realizzazione del progetto

Gli strumenti coinvolti nel progetto sono quelli descritti nei capitoli precedenti, il monocromatore Jobin-Yvon HR460 e la fotocamera intensificata 4 Picos. Di seguito si descrive il programma realizzato per il controllo dei due strumenti attraverso un unico programma.

## 4.1 Approccio iniziale

Avendo davanti un progetto già scritto e funzionante, anche se per una fotocamera diversa, il primo approccio è stato quello di cercare di integrare il vecchio programma sostituendo i subVI della fotocamera precedente con quelli della fotocamera attuale. Tale tentativo si è rivelato fin dall'inizio fallimentare in quanto il codice del vecchio progetto risulta troppo caotico e avviluppato per essere modificato senza operare ingenti cambiamenti. Si è quindi optato per una riscrittura completa del codice prendendo sempre spunto da quello già scritto per le parti riutilizzabili.

## 4.2 Struttura del progetto

Inserire foto del progetto .lvproj Per rendere il programma maggiormente organico e comprensibile si è deciso di creare un progetto LabVIEW: in questo modo i file e i subVI coinvolti sono raggruppati in un unico progetto, che risulta sicuramente più gestibile di un semplice insieme di file. Si è creato all'inizio un VI principale, un *main* che ha lo stesso scopo dei *main* degli altri linguaggi di programmazione. In seguito si è cercato di creare più subVI possibile per rendere il programma leggibile e ordinato. Si descriveranno più avanti i subVI contenuti nel progetto e i loro scopi.

#### 4.3 Front Panel

Inserire foto del front panel La struttura pensata per il front panel di questo progetto è quella dell'interfaccia grafica a *tab* (controllo grafico di navigazione che permette all'utente di muoversi da un gruppo di controlli a un altro). Tale widget permette un'ideale suddivisione delle diverse aree di competenza del programma: di seguito verranno elencate con una descrizione degli elementi contenuti da ognuna.

- Setting Mono contiene i controlli necessari al settaggio del monocromatore. Grating per impostare il grating (1200 o 2400) e rispettivi controlli per specificarne un eventuale calibrazione. Set Entrance Slit e Set Wave Length per impostare la slit di entrata e la lunghezza d'onda. Actual WL e Slit Width per visualizzare lunghezza d'onda e slit effettivamente inserite. Sono presenti inoltre tre led: Settings Error indica un errore generico di settaggio, Invalid Wavelength indica l'inserimento di una lunghezza d'onda non valida e Limits hit evidenzia l'inserimento di un valore oltre i limiti consentiti.
- Acquire Data contiene tutti i controlli per poter impostare la fotocamera e acquisire i dati.
- Post Processing permette di visualizzare lo spettro corrispondente all'immagine acquisita ed effettuare dei calcoli su tali dati. Con Waveform Integral è possibile calcolare l'integrale della lunghezza d'onda su un certo intervallo. Peak Detector consente di visualizzare il numero di

picchi trovati al di sopra di una certa soglia di inserire e i loro valori. Attraverso il controllo *Pixel To Average* è possibile scegliere il numero di pixel da con cui fare la media da visualizzare poi nel grafico. Sono stati mantenuti anche i controlli per acquisire il background e sottrarlo alla foto.

• Save presenta due controlli booleani: Save salva i dati be formattati in un file di testo che può essere aperto successivamente con altri editor, Save Image salva invece l'immagine vera e propria.

Al di fuori di questo controllo è presente un pannello dedicato all'inizializzazione degli strumenti. Il led *Init* segnala che il monocromatore è stato inizializzato senza errori e viene visulizzata anche la versione del programma, in caso contrario si attiva il led *Error Occured*. Sono presenti anche due controlli per specificare la connessione che si intende utilizzare verso la fotocamera: *USB* per connetterla al calcolatori attraverso cavo USB, *CameraLink* o *Analog* per altre modalità di connessione non contemplate in questo progetto.

Infine il bottone Exit consente di arrestare il programma nel modo corretto.

## 4.4 Block Diagram

Inserire foto dei block diagram Come detto sopra il programma è stato organizzato in un progetto che raggruppa tutti i subVI creati nel corso della scrittura del codice. Partendo dal VI principale *Main.vi* si descrive il block diagram delineando poi nello specifico i singoli subVI.

Il primo subVI che viene eseguito è *InitMono.vi* che, come si può intuire dal nome, ha il compito di inizializzare il monocromatore; solo se tale subVI esegue restituendo nessun errore è possibile continuare con il resto del programma, del resto non avrebbe senso se lo strumento che deve generare il soggetto delle immagini non funziona correttamente. Se quindi non ci sono errori in fase di inizializzazione del monocromatore si entra in una case

structure che racchiude tutto il resto del programma: per prima cosa viene eseguito il subVI di connessione alla fotocamera ConnectCamera.vi il cui output entra poi in una flat sequence atta a visualizzare le impostazioni della fotocamera inserite l'ultima volta che è stata utilizzata. Successivamente si entra in un ciclo while per rilevare le azioni dell'utente; all'interno di questo ciclo si trova una case structure legata al tab control che permette alla struttura di discriminare il codice in base alla tab selezionata dall'utente. La scelta di tale schema prende spunto dal design pattern di macchina a stati finiti: non è presente un enumerativo e non c'è una vera e propria sequenza che viene eseguita, ma lo schema generale ricorda tale pattern. Analizziamo quindi il codice eseguito nei quattro frame:

**Setting Mono** All'interno di un'ulteriore case structure viene eseguito il subVI *SettingMono.vi*.

Acquire Data Per questa frame della case structure si è scelto di non creare subVI in quanto le variabili di input e output sarebbero state troppo numerose e avrebbero reso il codice incomprensibile. Viene quindi eseguito il codice per l'acquisizione delle immagini (si fa riferimento a quello spiegato nel capitolo precedente). Il ciclo per l'acquisizione viene arrestato anche se viene selezionata dall'utente un'altra tab.

Post processing In questa frame sono stati inserite le elaborazioni sui dati che possono essere eseguite in seguito all'acquisizione dei dati. Abbiamo quindi una case structure che permette di visualizzare i dati come immagine o come spettro. Ci sono poi tre subVI: CreateSpectrum.vi effettua i calcoli necessari per generare lo spettro da visualizzare, PeaksDetector.vi restituisce i picchi sopra una certa soglia, Find-WavefromIntegral.vi calcola l'integrale su un intervallo della lunghezza d'onda.

Save Questa frame contiene due opzioni di salvataggio: Save per salvare i dati in un file di testo, Save Image per salvare l'immagine.

I shift register del ciclo esterno sono cinque: Pixel contiene la matrice di pixel che compone l'immagine, Connection contiene tutte le informazioni relative alla fotocamera, Error Cluster riporta gli eventuali errori generati dalla fotocamera, Width Array è l'array che contiene i valori delle lunghezze d'onda, 2D Array è la matrice con i valori da inserire nel grafico dello spettro. Se infine viene arrestato il ciclo con il comando Exit, viene eseguita l'ultima flat sequence che resetta i valori dei controlli di acquisizione delle immagini e viene eseguito anche il subVI ExitCamera.vi per la chiusura graceful del programma e il rilascio delle risorse.

#### 4.4.1 Descrizione subVI

Si descrivono di seguito i singoli subVI e le loro funzionalità. Saranno analizzati solo i block diagram, in quanto i front panel hanno il solo scopo di mostrare input e output.

InitMono.vi Il compito di questo subVI è quello di interrogare il monocromatore riportandolo al suo stato di default. Rispetto al codice presente nel progetto antecedente è stato leggermente modificato. Sono state eliminate tutte le flat sequence, che forzano il flusso logico dei dati. Dopo che è stato invocato il subVI del monocromatore Start Up.vi, il led Init viene impostato a true solo ed esclusivamente se non sono presenti errori nella matrice di errori restituita dallo stesso.

SettingMono.vi Anche questo subVI è stato modificato rispetto al codice precedente eliminando tutte le flat sequence. La descrizione di tale subVI è la stessa illustrata —METTERE RIFERIMENTO—

CreateImage.vi In seguito all'invocazione del subVI della fotocamera GetExposure.vi viene invocata la funzione Draw Unflattened Pixmap.vi per creare l'immagine vera e propria che possa essere visualizzata in un indicatore apposito.

**26** 

- **PeaksDetector.vi** Lo scopo di questo subVI è quello di trovare, attraverso la funzione Waveform Peak Detection.vi, il numero di picchi presenti nella matrice in ingresso con rispettivi valori di lunghezza d'onda e intensità del picco.
- Find Wave from Integral. vi Data in ingresso la matrice con lunghezza d'onda e intensità dello spettro, questo sub VI calcola l'integrale, con apposite funzioni, su un intervallo in input.
- CreateSpectrum.vi Come si può intuire dal nome, l'output di questo sub-VI consiste in una matrice di valori che rappresentano lunghezze d'onda con rispettiva intensità dello spettro. I calcoli presenti sono stati riportati dal progetto precedente in quanto legati al monocromatore. È stato modificato il valore del numero di pixel della larghezza dell'immagine (1360) e il valore di pixel/nm (0.0047) (???).

Capitolo 5

Conclusioni

# Bibliografia

- $\left[1\right]$  Primo oggetto bibliografia.
- [2] Secondo oggetto bibliografia.
- [3] Terzo oggetto bibliografia.
- [4] Quarto oggetto bibliografia.

# Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!! Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.